

O₂ Box Rescue compact

Kompaktes und mobiles Sauerstoff-System

Robust:

- Aluminiumbox, stapelbar
- Desinfizierbare Schaumbettung für 2 x 5-Liter-Flaschen
- Zusätzlicher Schutzmantel für Druckminderer
- Tragegriffe an den Seiten

Sicher:

- Zuklappschutz für den Deckel
- Erfüllt Militärnorm AECTP 400

Flexibel:

- 2.000 Liter Sauerstoffvorrat
- Herausnehmbare Verteilerleiste zur Befestigung an Normschiene
- 4 Patienten gleichzeitig und individuell versorgen.
- Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für ein Beatmungsgerät oder für ein Demandventil mit Beatmungsbeutel
- Einfacher und schneller Flaschenwechsel

Der schnelle Überblick:

2.000 Liter Sauerstoffvorrat – in mobiler, kompakter Leichtmetallbox

Herausnehmbare Verteilerleiste für die Inhalationstherapie

Anwendersicherheit durch zusätzlichen Zuklappschutz

Sauerstoffversorgung von bis zu vier Patienten gleichzeitig

Robust - rutschfeste Flaschenhalterung für zwei 5-Liter-Flaschen

Desinfizierbare Schaumeinbettung → Einfache hygienische Aufbereitung



Im Katastrophenfall ist die präklinische Sauerstoffversorgung mehrerer Patienten gleichzeitig lebenswichtig. Darum haben wir die im MANV-Einsatz-bewährte O₂ Box Rescue weiter optimiert und ein transportables Sauerstoff-System für härteste Bedingungen geschaffen. Die neue O₂ Box Rescue compact verfügt über einen Sauerstoffvorrat von 2.000 Litern – mit der Möglichkeit, bis zu vier Patienten gleichzeitig zu versorgen.

Für eine unverzügliche Herstellung der Transportfähigkeit sowie den Erhalt lebenswichtiger Vitalfunktionen kann jederzeit ein externes Beatmungsgerät oder ein Beatmungsbeutel angeschlossen werden. Durch die geringeren Abmessungen ist die O₂ Box Rescue compact handlicher als ihre Vorgängerin. Um auch härtesten Belastungen standzuhalten, bietet die Box eine spezielle Schaumbettung für Sauerstoffflaschen und Druckminderer.

Zubehör und Ersatzteile O₂ Box Rescue compact



- 1 Winkelanschlusstülle 90°** WM 31130
(NATO Stock Number 5325-12-383-1384)
Ø 6 mm, mit Überwurfmutter mit UNF 9/16"-
Innengewinde (verchromt) und Dichtung
- 2 Winkelstecker nach DIN 13260** WM 2057
- 3 Stecker für Sauerstoff-Schnellkupplung** WM 3799
Typ Walther
(NATO Stock Number 6515-12-343-6142)
gewinkelt 90° (für Montage nötiges Zubehör: WM 2078)
- Verschlussnippel Typ Walther, Nennweite 4 mm,
- Schlauchanschluss Ø 6 mm
- 4 Sauerstoff-Inhalationsmaske, Kunststoff** WM 1429
mit Verbindungsschlauch
NATO Stock Number 6515-12-350-8835
- 5 Die O₂-Box Rescue compact ist auch mit Sonderlackung**
lieferbar

Unser vollständiges Angebot an Systemlösungen für Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin finden Sie unter: weinmann-emergency.de

Technische Daten O₂-Box Rescue compact



Produktklasse nach EG-Richtlinie 93/42/EWG:	I
Box-Typ:	Zarges
Abmessungen (B x H x T):	615 x 270 x 420 mm (Außenmaße inklusive Überstände wie Ecken, Füße, Griffe)
Gewicht ohne Sauerstoff-Flaschen:	ca. 10 kg
Gewicht mit Sauerstoff-Flaschen:	ca. 31 kg
Sauerstoff-Inhalation je Abgang:	wählbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 und 15 l/min.
Zulässige Temperatur ■ Für Betrieb: ■ Für Lagerung:	-18 °C bis +60 °C -40 °C bis +70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit für Lagerung:	max. 95 % relative Feuchte
Erfüllte Norm:	AECTP 400, DIN EN ISO 10524-1
Sauerstoff-Flaschen WM 1805:	- 2 x 5 l-Sauerstoff-Flasche à 200 bar - Sauerstoff-Vorrat insgesamt 2000 Liter
Herausnehmbare Verteilerleiste mit Mehrfach-Anschluss WM 3804	- Abgang: 4 x G 3/8" Außengewinde, inkl. 4 x Anschlusstülle Ø 6 mm, mit Inhalationsfunktion 0 - 15l/min - Mehrfach-Anschluss mit: - Eingang G 3/8" Außengewinde unten - Eingang / Abgang Steck-Kupplung nach DIN 13260* - Eingang / Abgang G 3/8" Außengewinde mit Steck-Kupplung Typ Walther*
Druckminderer OXYWAY Fix III WM 30301:	- je Flasche ein Druckminderer - Hochdruck-Handanschluss G 3/4" - 30 mm-Anschlussbolzen, rechts - Inhaltsmanometer, fest eingestellt auf 4,5 bar - Abgang G 3/8" (190 l/min.), unten mit Steck-Kupplung Typ Walther*
Druckschlauch WM 9545:	- Länge 5 m - Stecker Typ Walther* - Stecker nach DIN 13260*
Druckschlauch WM 9535:	- Länge 1 m - Stecker Typ Walther* - G 3/8" Anschraubmutter
Sauerstoff-Maske WM 1479:	4 x Sauerstoff-Maske, verpackt in zwei Zubehörtaschen, blau

* Nationale Adapter bzw. individuell zusammengestellte Ausstattungen sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Angaben und Änderungen vorbehalten.

weinmann-emergency.de | weinmann-emergency.fr | weinmann-emergency.ru | weinmann-emergency.cn