



WM 1818

WM 1822

WM 1814

WM 1805

WM 1825

Artikel-Nr.	Besonderheit	Leer-Volumen [Liter]	Fülldruck [bar]	Füllmenge [Liter]	Gewicht, leer [kg] *)	Gewicht, befüllt [kg] *)	Durchmesser [mm]	Länge der Flaschenhülse [mm]	Gesamtlänge inkl. Flaschenventil bzw. Kappe bei WM 1825 [mm] *)	Material
WM 1812		0,3	200	60	1,3	1,4	60	185	265,0	Stahl
WM 1818		0,8	200	160	1,7	1,9	82	230	310,0	Stahl
WM 1822		2	200	400	2,8	3,5	100	350	430,0	Stahl
WM 1814	Alu-Leichtflasche	2	200	400	2,2	2,8	102	360	440,0	Aluminium
WM 1805		5	200	1000	5,8	7,5	139,7	450	530,0	Stahl
WM 1825	mit integriertem Fuß und Glockenkappe	10	200	2000	13,1	16,3 (inkl. Glockenkappe)	139,7	810	965,0	Stahl

*) alle Maße für Flaschen mit deutschem Flaschenventil (G 3/4"); bei ausländischen Flaschenventilen sind geringe Maß- und Gewichtsabweichungen möglich.

17-073-DE-09-2017 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch WEINMANN Emergency. Druckfehler sowie Technik- und Designänderungen vorbehalten.