

emergency

Silikon- Beatmungsbeutel

Beatmung mit Durchblick



Silikon-Beatmungsbeutel

*Beatmung mit Durchblick –
mehr Sicherheit für Ihre Patienten*

Flexibel

Sein drehbarer Patientenanschluss macht ihn flexibel einsetzbar. Seine Strukturoberfläche sorgt für sicheren Halt. Mit den drei verfügbaren Größen der Silikon-Beatmungsbeutel haben Sie immer den Richtigen parat: ob für Erwachsene, Kinder, Kleinkinder oder Babys. Gleichzeitig können Sie vielfältige Erweiterungen und Zubehör anschließen, wie zum Beispiel ein Demandventil oder ein Sauerstoffreservoir für zusätzliche Oxygenierung.

Sicher

Dank der transparenten Maske können Sie Ihre Patienten fortlaufend überwachen. Spontanes Erbrechen erkennen Sie sofort und können schnell reagieren.

Sauber

Der transparente Balg und die transparente Maske helfen Ihnen, Verschmutzungen einfach zu erkennen und erleichtern die hygienische Aufbereitung vor dem nächsten Einsatz.



Sicherheitsventil



Artikel-Nr.

- | | | |
|----------|--|-----------------|
| 1 | Silikon-Beatmungsbeutel für Babys/Kleinkinder | WM 11101 |
| | 240 ml, inklusive Sauerstoffreservoir 600 ml und drei Silikon-Beatmungsmasken, Gr. 0, Gr. 1, Gr. 2 | |
| 2 | Silikon-Beatmungsbeutel für Kinder | WM 11102 |
| | 500 ml, inklusive Sauerstoffreservoir 2.600 ml und Silikon-Beatmungsmaske, Gr. 3 | |
| 3 | Silikon-Beatmungsbeutel für Erwachsene | WM 11103 |
| | 1600 ml, inklusive Sauerstoffreservoir 2.600 ml und Silikon-Beatmungsmaske, Gr. 5 | |



beutel



Anschluss passend für Sauerstoffreservoir
oder OXYMAND Demandventil

Vorteile, die überzeugen:

- Sicher durch integriertes Druckbegrenzungsventil
- Hygienisch einfach aufzubereiten: komplett autoklavierbar
- Transparent: für effektive Kontrolle des Patienten und schnelles Erkennen von Verschmutzungen
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten, zum Beispiel von Sauerstoffreservoir oder Demandventil
- Latexfrei: Alle Bauteile sind aus Silikon oder anderen latexfreien Materialien.
- Passt immer: Der Silikon-Beatmungsbeutel ist in drei Größen erhältlich.
- Robust verarbeitet: für härteste Einsatzbedingungen geeignet

1



2



3



Silikon-Beatmungsbeutel



Zubehör und Ersatzteile für Silikon-Beatmungsbeutel

■ Silikon-Beatmungsmasken nach Rendell-Baker		■ Adapter für OXYMAND-Demandventil	WM 22187
1 Größe 0 für Säuglinge	WM 5060	■ Adapter für PEEP-Ventil	WM 11108
2 Größe 1 für Kleinkinder bis ca. 1 Jahr	WM 5061	6 PEEP-Ventil, stufenlos einstellbar von 0-10 mbar	WM 3215
3 Größe 2 für Kinder von 1 - 3 Jahren	WM 5062	■ Atemschlauch, Steramid, Ø 6/9, Länge 2.000 mm	WM 1411
4 Größe 3 für Kinder von 3 - 12 Jahren	WM 5063	■ Patientenventil	WM 11104
5 OXYMAND-Demandventil mit Druckschlauch 1,5 Meter und Adapter für den Silikon-Beatmungsbeutel		■ Reservoirventil	WM 11105
■ Mit Anschlussstülle G 3/8" und Überwurfmutter für Druckminderer	WM 22190	■ Sauerstoff-Reservoirbeutel 600 ml	WM 11106
■ Mit Stecker Typ Walther	WM 22167	■ Sauerstoff-Reservoirbeutel 2.600 ml	WM 11107
■ Mit Stecker für zentrale Gasanlagen Typ DIN 13260	WM 22168	■ Einlassventil, komplett für Silikon-Beatmungsbeutel, alle 3 Größen	WM 11120

Technische Daten Silikon-Beatmungsbeutel



Produktklasse nach 93/42/EWG:	IIa	Abmessungen:	■ Babys/Kleinkinder (WM 11101): 8 x 13 x 48 cm ■ Kinder (WM 11102): 9 x 15 x 62 cm ■ Erwachsene (WM 11103): 12 x 18 x 69 cm
Anwendungsbereich:	■ Babys/Kleinkinder (WM 11101): 0 - 10 kg Körpergewicht ■ Kinder (WM 11102): 10 - 40 kg Körpergewicht ■ Erwachsene (WM 11103): > 40 kg Körpergewicht	Gewicht:	■ Babys/Kleinkinder (WM 11101): 300 g ■ Kinder (WM 11102): 370 g ■ Erwachsene (WM 11103): 530 g
Druckbegrenzung:	40±5 cm H ₂ O oder unbeschränkt	Volumen:	■ Babys/Kleinkinder (WM 11101): 240 ml ■ Kinder (WM 11102): 500 ml ■ Erwachsene (WM 11103): 1.600 ml
Gaseinlassanschluss:	Ø 6 mm Außendurchmesser		
Patientenanschluss:	22/15 mm (ANSI / ISO)		
Materialien:	Silikon Gummi, Polycarbonat, Polyvinylchlorid, Edelstahl, Polysulfon sämtliche Materialien latexfrei		

83641-DE-02/2014 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch WEINMANN Emergency. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.

Simply Professional

Auf WEINMANN Emergency können Sie sich verlassen. Im Bereich mobile Lösungen rund um die Beatmung setzen wir Maßstäbe. Mehr als 130 Jahre Erfahrung und die konsequente Nähe zu unseren Partnern aus Rettungsdienst, Armeen/Behörden und Kliniken haben intelligente, perfekt aufeinander abgestimmte Technologien hervorgebracht. So kommen wir zusammen mit den Profis aus Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin unserem gemeinsamen Ziel, dem Retten von Menschenleben, näher.



weinmann-emergency.de | weinmann-emergency.fr | weinmann-emergency.ru | weinmann-emergency.cn

Sie möchten mehr wissen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter
+49 40 88 18 96-120

