

COMUNICADO DE PRENSA

Abril de 2024

Actualización de software: MEDUVENT Standard a partir de ahora también con modos de ventilación controlada por presión

WEINMANN Emergency, proveedor líder de soluciones de ventilación para los servicios de emergencia y rescate, anuncia nuevas funciones para MEDUVENT Standard. Las nuevas funciones ya están disponibles y se presentarán oficialmente en la prestigiosa feria RETTmobil en mayo de 2024.

El dispositivo de ventilación de última generación propulsado por turbina MEDUVENT Standard amplía sus áreas de aplicación con las nuevas funciones y, de este modo, asiste de forma óptima al personal de los servicios de emergencia y rescate en sus operaciones.

Nuevas funciones de MEDUVENT Standard

«La actualización de MEDUVENT Standard amplía significativamente la gama de aplicaciones para los servicios de emergencia» afirma Matthias Lehmann, gestor de productos responsable de WEINMANN Emergency. La actualización de software ya está disponible para todos los usuarios.

Además, están disponibles nuevas opciones de software sujetas a costes. La opción «ventilación controlada por presión» ofrece distintos modos de ventilación, lo que garantiza la versatilidad y permite una adaptación personalizada según las necesidades del paciente.

Además, ahora también está disponible la opción FlowCurve Pro, que incluye medición de flujo y presión de soporte Assisted Spontaneous Breathing (ASB). Esto permite asistir al paciente en su trabajo respiratorio. La opción «NRBQ» se desarrolló en respuesta a la demanda. Responde a la necesidad de una ventilación segura en situaciones poco convencionales, por ejemplo, en operaciones de protección civil.

La interfaz de usuario de MEDUVENT Standard, claramente estructurada, muestra de un vistazo los parámetros de ventilación y los valores de monitorización, de esta manera el manejo del dispositivo de ventilación de turbina es aún más intuitivo.

Características destacadas del dispositivo de ventilación de turbina

Con un peso a partir de 2,1 kg, MEDUVENT Standard es compacto, ligero y a la vez extremadamente robusto, lo que lo convierte en el compañero ideal en cualquier situación de emergencia. El dispositivo de ventilación funciona sin consumo propio de oxígeno, permite ventilaciones con O₂i del 21 al 100 % y un suministro flexible de oxígeno gracias a un tubo de entrada de oxígeno compatible en todo el mundo.

Acerca de WEINMANN Emergency

WEINMANN es una empresa familiar de tecnología médica, activa a nivel internacional. Con nuestras soluciones transportables para el ámbito de medicina de urgencias y emergencias, transporte y situaciones de catástrofes, marcamos las pautas para salvar vidas humanas.

Colaborando estrechamente con profesionales de servicios de rescate, hospitales y unidades sanitarias militares, desarrollamos productos sanitarios innovadores para la ventilación, la monitorización y desfibrilación y la gestión de datos. Desde hace más de 150 años ofrecemos a nuestros clientes la máxima seguridad, experiencia y calidad «Made in Germany».

Contacto

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg
T: +49 (0)40-88 18 96-194
F: +49 (0)40-88 18 96-488
E: pr@weinmann-emt.de
W: www.weinmann-emergency.de