

PRESSEMITTEILUNG

April 2024

Software-Update: MEDUVENT Standard ab sofort auch mit druckkontrollierten Beatmungsmodi

WEINMANN Emergency, führender Anbieter von Beatmungslösungen für den Rettungsdienst, kündigt neue Features für MEDUVENT Standard an. Die neuen Funktionen sind ab sofort erhältlich und werden offiziell auf der renommierten Messe RETTmobil im Mai 2024 vorgestellt.

Das hochmoderne Turbinenbeatmungsgerät MEDUVENT Standard erweitert durch die neuen Features seine Einsatzgebiete und unterstützt damit das Rettungsdienstpersonal optimal in ihren Einsätzen.

Neue Funktionen von MEDUVENT Standard

"Das Update von MEDUVENT Standard erweitert deutlich das Einsatzspektrum für die Einsatzkräfte" berichtet Matthias Lehmann, verantwortlicher Produktmanager bei WEINMANN Emergency. Das Software-Update steht ab sofort allen Nutzer:innen zur Verfügung.

Darüber hinaus stehen neue kostenpflichtige Software-Optionen zur Verfügung. Die Option „Druckkontrollierte Beatmung“ bietet verschiedene Beatmungsmodi und gewährleistet damit eine vielseitige Anwendung und ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten.

Außerdem gibt es ab jetzt auch die Option FlowCurve Pro, sie beinhaltet die Flowmessung sowie die Druckunterstützung Assisted Spontaneous Breathing (ASB). Damit kann die Atemarbeit des Patienten/der Patientin unterstützt werden. Aufgrund der Nachfrage wurde die Option „CBRN“ entwickelt. Sie deckt den Bedarf nach sicherer Beatmung in unkonventionellen Einsatzsituationen beispielsweise bei Katastrophenschutz-Einsätzen.

Mit der übersichtlichen Benutzeroberfläche von MEDUVENT Standard haben Anwender:innen die Beatmungsparameter und Monitoring-Werte auf einen Blick – so kann das Turbinenbeatmungsgerät noch intuitiver bedient werden.

Das zeichnet das Turbinenbeatmungsgerät aus

Mit einem Gewicht ab 2,1 kg ist MEDUVENT Standard kompakt, leicht und gleichzeitig äußerst robust, was ihn zum idealen Begleiter in jeder Rettungssituation macht. Das Beatmungsgerät arbeitet ohne Sauerstoffeigenverbrauch bei Beatmungen mit 21 – 100 % O_{2i} und ermöglicht eine flexible Einspeisung des Sauerstoffs durch einen weltweit kompatiblen Sauerstoffeingangsschlauch.

Über WEINMANN Emergency

WEINMANN ist ein international tätiges Medizintechnikunternehmen in Familienbesitz. Mit unseren transportablen Lösungen für die Bereiche Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin setzen wir Maßstäbe beim Retten von Menschenleben.

In engem Austausch mit Profis aus Rettungsdiensten, Kliniken und Armeen entwickeln wir innovative Medizinprodukte rund um die Beatmung, Monitoring/Defibrillation und Datenmanagement. Seit über 150 Jahren bieten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Verlässlichkeit, Erfahrung und Qualität Made in Germany.

Kontakt

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG
Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg
T: +49 (0)40-88 18 96-194
F: +49 (0)40-88 18 96-488
E: pr@weinmann-emt.de
W: www.weinmann-emergency.de